



Ausgezeichnete Schere zum Schneiden von Haut. Längere, stumpfe Klingen verhindern, dass das Gewebe unterhalb der Haut verletzt wird, ohne Verrutschen der Schnittlinie.

Allgemein

Produktnummer	14131-14
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504342



Finde 14131-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	47 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	39 mm		
Cuttingedge	26 mm		
Length	14 cm		
Feature	ToughCut®		
Serrated	Yes		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Angled to side		