



LaGrange Scissors - Serrated/Curved/Sharp-Sharp/11.5cm



Eine Kante ist gezahnt, um ein Abrutschen von Gewebe während des Schneidens zu minimieren. Der gebogene Griff hilft beim Schneiden in einem schwierigen Winkel.

Allgemein

Produktnummer	14173-12
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504380



Finde 14173-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	18 mm		
Cuttingedge	12 mm		
Length	11.5 cm		
Serrated	Yes		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		