



Standard Surgical Scissors with Stop - Straight/Blunt-Blunt/21cm



Eine Kante an der Innenseite der Spitze verhindert ein Wegrutschen.

Allgemein

Produktnummer	14200-21
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Fine Scissors
EAN	4251909504410



Finde 14200-21 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	90 g	Nettogewicht	88 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	75 mm		
Cuttingedge	50 mm		
Length	21 cm		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		