



Mayo Scissors - Tungsten Carbide/Straight/Blunt-Blunt/17cm



Allgemein

Produktnummer	14510-17
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504519



Finde 14510-17 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	70 g	Nettogewicht	67 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Bladelength	48 mm		
Bladematerial	Tungsten Carbide		
Cuttingedge	32 mm		
Length	17 cm		
Feature	Tungsten Carbide		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		