



Mayo Scissors - Tungsten Carbide/Curved/Blunt-Blunt/14.5cm



Allgemein

Produktnummer	14511-15
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504526



Finde 14511-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	47 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Bladelength	42 mm		
Bladematerial	Tungsten Carbide		
Cuttingedge	28 mm		
Length	15 cm		
Feature	Tungsten Carbide		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Curved		