



Metzenbaum Fino Scissors - Tungsten Carbide/Straight/Blunt-Blunt/14.5cm



Allgemein

Produktnummer	14518-14
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504564



Finde 14518-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	28 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	33 mm		
Bladematerial	Tungsten Carbide		
Cuttingedge	22 mm		
Length	14.5 cm		
Feature	Tungsten Carbide		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		