



Metzenbaum Fino Scissors - Tungsten Carbide/Straight/Blunt-Blunt/18cm



Allgemein

Produktnummer	14518-18
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504571



Finde 14518-18 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	40 g	Nettogewicht	36 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Bladelength	36 mm		
Bladematerial	Tungsten Carbide		
Cuttingedge	24 mm		
Length	18 cm		
Feature	Tungsten Carbide		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		