



Metzenbaum Fino Scissors - Tungsten Carbide/Curved/Blunt-Blunt/14.5cm



Allgemein

Produktnummer	14519-14
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504588



Finde 14519-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	25 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Bladelength	33 mm		
Bladematerial	Tungsten Carbide		
Cuttingedge	22 mm		
Length	14.5 cm		
Feature	Tungsten Carbide		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Curved		