



Iris Scissors - Tungsten Carbide/ToughCut®/Curved/Sharp-Sharp/9cm



Allgemein

Produktnummer	14559-09
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Fine Scissors MedTech Line Most Popular > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504632



Finde 14559-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	13 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Autoclavesafe	Yes		
Bladelength	24 mm		
Bladematerial	Tungsten Carbide		
Cuttingedge	16 mm		
Length	9 cm		
Feature	Tungsten Carbide & ToughCut®		
Serrated	Yes		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		