



Metzenbaum Baby Scissors - Tungsten Carbide/Straight/Blunt-Blunt/11.5cm



Allgemein

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Produktnummer | 14574-11                                  |
| Kategorie     | Scissors & Micro Scissors<br>MedTech Line |
| EAN           | 4251909504700                             |



Finde 14574-11 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                                       |              |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 25 g                                                  | Nettogewicht | 23 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                                                 | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                                                     |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide |              |      |
| Bladelength         | 30 mm                                                 |              |      |
| Bladematerial       | Tungsten Carbide                                      |              |      |
| Cuttingedge         | 20 mm                                                 |              |      |
| Length              | 11 cm                                                 |              |      |
| Feature             | Tungsten Carbide                                      |              |      |
| Serrated            | No                                                    |              |      |
| Tips                | Blunt/Blunt                                           |              |      |
| Tipshape            | Straight                                              |              |      |