



Metzenbaum Mini Scissors - Tungsten Carbide/Curved/Blunt-Blunt/9cm



Allgemein

Produktnummer	14575-09
Kategorie	Scissors & Micro Scissors MedTech Line
EAN	4251909504717



Finde 14575-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Bladelength	18 mm		
Bladematerial	Tungsten Carbide		
Cuttingedge	12 mm		
Length	9 cm		
Feature	Tungsten Carbide		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Curved		