



Bonn-Gawenda Scissors - ToughCut®/Straight/Sharp-Sharp/10.5cm



Entdecken Sie unsere innovativen Bonn-Gawenda-Scheren aus der Exklusiv Line, die präzises Schneiden mit verlängerten Griffen für nahtloses Arbeiten unter dem Mikroskop vereinen. Das ToughCut®-System verfügt über mikroverzahnte Schneiden, die ein präzises Schneiden ohne Abrutschen gewährleisten. Zusätzlich bieten die größeren Fingerringe eine verbesserte Kontrolle und mehr Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Iris-Scheren.

Allgemein

Produktnummer	14854-10
Kategorie	Exclusive Line Scissors & Micro Scissors > Fine Scissors
EAN	4251909511982



Finde 14854-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	73 g	Nettogewicht	19.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	15 mm		
Cuttingedge	10 mm		
Length	10.5 cm		
Feature	ToughCut®		
Haslargeloops	Yes		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Straight		