



Iris Scissors - CeramaCut®/Curved/Sharp-Sharp/9cm



Unsere CeramaCut-Schere verbindet ToughCut-Technologie mit Wolframcarbidkanten und Keramikbeschichtung für eine der besten, am saubersten schneidenden Scheren, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Als eines der härtesten Materialien auf der Erde wird Keramik für chirurgische Instrumente verwendet, um Kanten zu bilden, die länger halten als Edelstahl und sogar noch länger als Wolframcarbid. Auch hat Keramik eine hohe Gleitfähigkeit, welche Oberflächenspannung reduziert und zu einem viel saubereren Schnitt führt als Metallinstrumente.

Allgemein

Produktnummer	14959-09
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Fine Scissors MedTech Line Most Popular > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504755



Finde 14959-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Ceramic coated Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Autoclavesafe	Yes		
Bladelength	24 mm		
Bladematerial	Tungsten Carbide		
Cuttingedge	16 mm		
Length	9 cm		
Feature	CeramaCut®		
Serrated	Yes		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		