



Iris Scissors - CeramaCut®/Curved/Sharp-Sharp/11.5cm



Unsere CeramaCut-Schere verbindet ToughCut-Technologie mit Wolframcarbidkanten und Keramikbeschichtung für eine der besten, am saubersten schneidenden Scheren, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Als eines der härtesten Materialien auf der Erde wird Keramik für chirurgische Instrumente verwendet, um Kanten zu bilden, die länger halten als Edelstahl und sogar noch länger als Wolframcarbid. Auch hat Keramik eine hohe Gleitfähigkeit, welche Oberflächenspannung reduziert und zu einem viel saubereren Schnitt führt als Metallinstrumente.

Allgemein

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer | 14959-11                                                                                              |
| Kategorie     | Scissors & Micro Scissors > Fine Scissors<br>MedTech Line<br>Most Popular > Scissors & Micro Scissors |
| EAN           | 4251909504762                                                                                         |



Finde 14959-11 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                                                      |              |      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 25 g                                                                 | Nettogewicht | 23 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                                                                | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                                                                    |              |      |
| Alloymaterial       | Ceramic coated Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide |              |      |
| Bladelength         | 24 mm                                                                |              |      |
| Bladematerial       | Tungsten Carbide                                                     |              |      |
| Cuttingedge         | 16 mm                                                                |              |      |
| Length              | 11.5 cm                                                              |              |      |
| Feature             | CeramaCut®                                                           |              |      |
| Serrated            | Yes                                                                  |              |      |
| Tips                | Sharp/Sharp                                                          |              |      |
| Tipshape            | Curved                                                               |              |      |