



Vannas Spring Scissors - Straight/Sharp/8cm/2mm Cutting Edge



Diese Schere maximiert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop durch Beseitigung unnötiger Massen in den Klingen. Diese Vannas-Federschere weist die kleinsten jemals hergestellten Klingen auf.

Allgemein

Produktnummer	15000-03
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909504809

Finde 15000-03 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	4 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	2 mm		
Length	8 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.05 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Straight		