



Vannas Spring Scissors - Curved/Sharp/8cm/3mm Cutting Edge



Diese Schere maximiert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop durch Beseitigung unnötiger Massen in den Klingen. Dank einer kurzen Abschrägung eignet sich diese Schere perfekt für kleine, präzise Schnitte.

Allgemein

Produktnummer	15000-10
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors Most Popular > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504830

Finde 15000-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	4 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	3 mm		
Length	8 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.05 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		