



Cohan-Vannas Spring Scissors - Straight/Blunt/6cm/6mm Cutting Edge



Die lange Schneidekante für einen kontrollierteren Schnitt.

Allgemein

Produktnummer	15000-12
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909504854



Finde 15000-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	2 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	6 mm		
Length	6 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.3 mm		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		