



Vannas Spring Scissors - Curved/Sharp/8cm/2.5mm Cutting Edge



Diese Schere maximiert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop durch Beseitigung unnötiger Massen in den Klingen. Dank einer kurzen Abschrägung eignet sich diese Schere perfekt für kleine, präzise Schnitte.

Allgemein

Produktnummer	15001-08
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors Most Popular > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504861



Finde 15001-08 auf [finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	4 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	2.5 mm		
Length	8 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.05 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		