



Vannas Spring Scissors - Angled to Side/Sharp/8cm/2.5mm Cutting Edge



Diese Schere maximiert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop durch Beseitigung unnötiger Massen in den Klingen. Dank einer kurzen Abschrägung eignet sich diese Schere perfekt für kleine, präzise Schnitte.

Allgemein

Produktnummer	15002-08
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors Most Popular > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504878



Finde 15002-08 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	4 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	2.5 mm		
Length	8 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.05 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Angled to side		