



Biemer Vessel Spring Scissors - Straight/Blunt/8.5cm/4mm Cutting Edge



Diese Schere schneidet Blutgefäße sicher und ohne Verrutschen.

Allgemein

Produktnummer	15032-08
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909505110



Finde 15032-08 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	4 mm		
Length	8.5 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	2 mm		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		