



Biemer Vessel Spring Scissors - Straight/Blunt/13cm/2mm Cutting Edge



Diese Schere schneidet Blutgefäße sicher und ohne Verrutschen.

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	15032-13
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909505127



Finde 15032-13 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	2 mm		
Length	13 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	2 mm		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		