



Spring Scissors - Angled to Side/Sharp-Ball Tip/10cm/8mm Cutting Edge



Die kugelförmige Spitze verhindert Verletzungen des darunterliegenden Gewebes .

Allgemein

Produktnummer	15033-09
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909505134



Finde 15033-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	4 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	8 mm		
Length	10 cm		
Feature	1.3 mm Ball Diameter		
Serrated	No		
Tipdiameter	1.3 mm		
Tips	Sharp/Ball tip		
Tipshape	Angled to side		