



Micro Scissors - 90° Angled/Sharp/14cm/1mm Cutting Edge



Diese Federschere hat die kleinsten Klingen für eine besonders feine Mikrodissektion. Die schwarzen Griffe bestehen aus geripptem Kunststoff für einen festen Griff. Autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	15037-14
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909505158



Finde 15037-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	55 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Cuttingedge	1 mm		
Length	14 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.05 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Angled to side 90°		