



Trident II Spring Scissors - Straight/Sharp/8cm/8mm Cutting Edge



Die Wiedereinführung einer beliebten Federschere mit neuem, innovativen Design für bessere Handhabung und Übersicht.

Allgemein

Produktnummer	15110-08
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909505202



Finde 15110-08 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	40 g	Nettogewicht	15 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	8 mm		
Length	8 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.2 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Straight		