



Ultra Fine Clipper Scissors - Straight/Sharp/8cm/3mm Cutting Edge



Diese hochpräzise Mikrochirurgieschere eignet sich optimal für die Präparation von Ganglienhüllen zum Neuronenzugang bei Aplysia, das Durchtrennen einzelner Axone bei Mollusken sowie die schonende Entfernung von Faszien an Arterien und Muskelgewebe. Sie bewährt sich ebenso bei der Mikrodissektion feinsten Hirngewebestrukturen und beim Schneiden kleinster Glasfaserstränge.

Die ultrafeine Klingengeometrie gewährleistet maximale Präzision und optimale Sichtverhältnisse durch minimale Gewebetraumatisierung. Die außergewöhnliche Feinheit der Schneidkanten sorgt für eine klare Visualisierung des Präparationsbereichs und minimiert Gewebeschäden während des gesamten Dissektionsprozesses.

Allgemein

Produktnummer	15200-00
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909509200



Finde 15200-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	26 g	Nettogewicht	8 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladeshape	Triangular		
Bladethickness	0.1 mm		
Cuttingedge	3 mm		
Length	8 cm		
Tipdiameter	0.05 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Straight		