

Moria Pascheff-Wolff Spring Scissors - Angled/Sharp/10.5cm/3mm Cutting Edge



Stellschraube ermöglicht unterschiedliche Federkraft.

Allgemein

Produktnummer	15371-92
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909505271



Finde 15371-92 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	40 g	Nettogewicht	16 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Cuttingedge	3 mm		
Length	10.5 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.15 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Angled up		