



Moria Spring Scissors - Straight/Sharp/8cm/5mm Cutting Edge



Sie verfügen über den feinsten Spitzendurchmesser aller Moria-Scheren in unserem Sortiment. Diese handgearbeiteten Spitzen weisen eine 40-fache Vergrößerung auf und sind besonders hilfreich für Einschnitte in Gefäßwände zur Einführung von Kathetern.

Allgemein

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Produktnummer | 15396-00                                   |
| Kategorie     | Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors |
| EAN           | 4251909505288                              |



Finde 15396-00 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |     |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-----|
| Versandgewicht      | 30 g                            | Nettogewicht | 6 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA  |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |     |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |     |
| Cuttingedge         | 5 mm                            |              |     |
| Length              | 8 cm                            |              |     |
| Serrated            | No                              |              |     |
| Tipdiameter         | 0.15 mm                         |              |     |
| Tips                | Sharp/Sharp                     |              |     |
| Tipshape            | Straight                        |              |     |