



Moria Spring Scissors - Curved/Sharp/8cm/5mm Cutting Edge



Sie verfügen über den feinsten Spitzendurchmesser aller Moria-Scheren in unserem Sortiment. Diese handgearbeiteten Spitzen weisen eine 40-fache Vergrößerung auf und sind besonders hilfreich für Einschnitte in Gefäßwände zur Einführung von Kathetern.

Allgemein

Produktnummer	15396-01
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909505295



Finde 15396-01 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	6 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	5 mm		
Length	8 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.15 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		