



Vannas Round Handled Spring Scissors - Curved/Sharp/12.5cm/6mm

Cutting Edge



Runde Griffe ermöglichen eine problemlose Anpassung.

Allgemein

Produktnummer	15401-12
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909505318



Finde 15401-12 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	11 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	6 mm		
Length	12.5 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.05 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		