



Vannas Round Handled Spring Scissors -Straight/Sharp/9cm/4mm
Cutting Edge



Der runde Griff ermöglicht ein einfaches Justieren der Finger während der Anwendung. Der Hohlschliff im Griff reduziert das Gewicht. Die feinen Klingen sind verjüngt, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten.

Allgemein

Produktnummer	15403-08
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909544447



Finde 15403-08 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	31 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	5 mm		
Length	9 cm		
Feature	Round handle		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.05 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Straight		