



Vannas Round Handled Spring Scissors -Curved/Sharp/9cm/4mm  
Cutting Edge

Der runde Griff ermöglicht ein einfaches justieren der Finger während der Anwendung. Der Hohlschliff im Griff reduziert das Gewicht. Die feinen Klingen sind verjüngt, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten.



Allgemein

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Produktnummer | 15404-08                                   |
| Kategorie     | Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors |
| EAN           | 4251909544959                              |



Finde 15404-08 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 31 g                            | Nettogewicht | 12 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Cuttingedge         | 5 mm                            |              |      |
| Length              | 9 cm                            |              |      |
| Feature             | Round handle                    |              |      |
| Serrated            | No                              |              |      |
| Tipdiameter         | 0.05 mm                         |              |      |
| Tips                | Sharp/Sharp                     |              |      |
| Tipshape            | Curved                          |              |      |