



Vannas Spring Scissors - Highly Polished/Curved/Sharp/8.5cm/5mm
Cutting Edge



Die hochglanzpolierte Oberfläche macht die Schere korrosionsbeständiger und leichter zu reinigen. Sie verhindert auch, dass Gewebe während des Arbeitens daran haften bleibt, man nennt sie auch nicht-haftende Oberfläche.

Allgemein

Produktnummer	15904-08
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909545727



Finde 15904-08 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	24 g	Nettogewicht	5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	5 mm		
Length	8.5 cm		
Feature	High polished		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.05 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		