



Pearson Rongeur - Sharp Bend/1.2mm Cup Diameter/17cm



Liefert eine ausgezeichnete Sicht an den Sezierstellen aufgrund des extra langen und engen Ansatzes an das feine Maul. Besonders für größere Hände geeignet. Wichtiger Hinweis: Die feinen Spitzen der Knochenzange auf dieser Seite sind sehr zerbrechlich. Wenn Material mit einer Drehbewegung entfernt wird, so können die Spitzen beschädigt werden.

Allgemein

Produktnummer	16016-17
Kategorie	Rongeurs, Punches & Sampling > Rongeurs
EAN	4251909505448



Finde 16016-17 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	105 g	Nettogewicht	104 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cupsize	1.2 mm		
Length	17 cm		
Jointaction	Single		
Tipshape	Sharp bend		