



Friedmann-Pearson Rongeur - Curved/1mm Cup Diameter/14cm



Diese Knochenzange mit den feinsten Spitzen in unserem Produktsortiment ist besonders für feine Arbeiten geeignet. Die Form wurde neu entworfen, sie hat einen längeren und schlankeren Ansatz der Maulgröße für eine bessere Sicht. Wichtiger Hinweis: Die feinen Spitzen der Knochenzange auf dieser Seite sind sehr zerbrechlich. Wenn Material mit einer Drehbewegung entfernt wird, so können die Spitzen beschädigt werden.

Allgemein

Produktnummer	16021-14
Kategorie	Rongeurs, Punches & Sampling > Rongeurs Most Popular > Rongeurs, Punches & Sampling
EAN	4251909505462



Finde 16021-14 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	64 g	Nettogewicht	51 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cupsize	1 mm		
Length	14 cm		
Jointaction	Single		
Tipshape	Curved		