



Mit glatten, flachen Spitzen. Diese eignet sich perfekt zum Abziehen von Knochendeckeln.

Allgemein

Produktnummer	16025-14
Kategorie	Clamps & Clips
EAN	4251909505493



Finde 16025-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	70 g	Nettogewicht	62 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	15.5 cm		
Jointaction	Single		
Tips	Flat		
Tipshape	Straight		