



Skull Flap Cutter - Angled Up/14cm/10mm Cutting Edge



Verjüngte und dünne Schneide, die zwischen die harte Hirnhaut und den Schädelknochen passt, 15° nach oben abgewinkelt. Die zweifache Wirkung entlastet die Hand.

Allgemein

Produktnummer	16050-15
Kategorie	Cutters > Medical
EAN	4251909505523



Finde 16050-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	90 g	Nettogewicht	88 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladematerial	Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	10 mm		
Length	14 cm		
Jointaction	Double		
Tipshape	Angled up		