



Starke und gezahnte Spitzen zum Knochen Brechen und Entfernen von Knochen.

Allgemein

Produktnummer	16060-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated
EAN	4251909505530



Finde 16060-11 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	13 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11.5 cm		
Tipdiameter	1 mm		
Tipdimensions	1 x 1 mm		
Tips	Cross serrated		
Tipshape	Angled		