



Boehler Cutter - Angled Up/15cm/18mm Cutting Edge



Ideal zum Splintern von Knochen und die zweifache Wirkung entlastet die Hand.

Allgemein

Produktnummer	16130-15
Kategorie	Cutters > Medical
EAN	4251909505653



Finde 16130-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	95 g	Nettogewicht	91 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladematerial	Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	18 mm		
Length	15 cm		
Jointaction	Double		
Tipshape	Angled up		