



Eine Schneide ist fein gezahnt.



Allgemein

Produktnummer	16140-11
Kategorie	Cutters > Medical
EAN	4251909505660



Finde 16140-11 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	21 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	9 mm		
Length	11 cm		
Jointaction	Single		
Serrated	Yes		
Tipshape	Straight		