



Spring Scissors Style Cutter - Straight/Blunt/13cm/12mm Cutting Edge



Schneidet feine Knochen und Knorpel.

Allgemein

Produktnummer	16144-13
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Micro Scissors
EAN	4251909505707



Finde 16144-13 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	55 g	Nettogewicht	18 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	12 mm		
Length	13 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.4 mm		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		