



Friedmann-Pearson Rongeur - Straight/0.5mm Cup Diameter/14cm



Erleben Sie die unübertroffene Präzision unseres Flaggschiffs Rongeur aus der exklusiven FST-Linie. Dieses in Perfektion gefertigte Instrument verfügt über eine spezielle 0,5-mm-Schale, die auf den anspruchsvollen Bereich der neurologischen Forschung zugeschnitten ist. Die rasiermesserscharfe Schale wurde speziell für die anspruchsvollen Anforderungen von Hirn- und Rückenmarkseingriffen entwickelt und garantiert müheloses Schneiden, während das erfasste Gewebe sicher im Instrument verbleibt. Perfektionieren Sie Ihre Eingriffe mit Zuversicht, unterstützt von einer Innovation, die neue Maßstäbe für chirurgische Spitzenleistungen setzt. Achtung: Die auf dieser Seite gezeigten feinen Rongeurspitzen sind extrem zerbrechlich. Bei der Entfernung von Material mit einer Drehbewegung können die Spitzen beschädigt werden.

Allgemein

Produktnummer	16220-14
Kategorie	Exclusive Line Rongeurs, Punches & Sampling > Rongeurs Most Popular > Rongeurs, Punches & Sampling
EAN	4251909505745



Finde 16220-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	60 g	Nettogewicht	53 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cupsize	0.5 mm		
Length	14 cm		
Jointaction	Single		
Tipshape	Straight		