



Allgemein

Produktnummer	17000-04
Kategorie	Retractors Most Popular > Retractors
EAN	4251909505790



Finde 17000-04 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	4 cm		
Maximumspread	1.5 cm		
Teeth	Wire, Blunt		
Teethdepth	6 mm		
Teethlength	4 mm		
Teethwidth	4 mm		