



Agricola Retractor - 3x3 Sharp/4cm/3.5cm Maximum Spread



Allgemein

Produktnummer	17005-04
Kategorie	Retractors
EAN	4251909505868



Finde 17005-04 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	3 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	4 cm		
Maximumspread	3.5 cm		
Teeth	3 x 3 Sharp		