



Solid Liebermann Retractor - 8cm/4.5cm Maximum Spread



Allgemein

Produktnummer	17009-08
Kategorie	Retractors
EAN	4251909505912



Finde 17009-08 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	8 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	8 cm		
Feature	Blades		
Maximumspread	4.5 cm		
Shape	Slightly curved down		
Teeth	None		
Teethdepth	4.5 mm		
Teethlength	5.5 mm		