



Liebermann Retractor - Wire Teeth/7cm/4cm Maximum Spread



Allgemein

Produktnummer	17010-07
Kategorie	Retractors
EAN	4251909505929



Finde 17010-07 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	8 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	7 cm		
Feature	Wire		
Maximumspread	4 cm		
Shape	Slightly curved down		
Teeth	None		
Teethdepth	3 mm		
Teethlength	4 mm		