

F · S · T

Alm 3 Point Retractor - 4x4 Blunt/10cm/7cm Maximum Spread



Ein beweglicher dritter Schenkel mit gebogenen Enden und einem Bereich von 30 mm kann an jeder Seite des Retraktors befestigt werden.

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	17010-10
Kategorie	Retractors
EAN	4251909509279



Finde 17010-10 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	32 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	10 cm		
Feature	Angled Down		
Maximumspread	7 cm		
Teeth	4x4 Blunt		
Teethlength	15 mm		
Teethwidth	10.5 mm		