

F · S · T

## Heiss Retractor - 4x4 Blunt/10cm/2.3cm Maximum Spread



## Allgemein

Produktnummer	17011-10
Kategorie	Retractors
EAN	4251909505936



Finde 17011-10 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

## Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	13 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	10 cm		
Maximumspread	2.3 cm		
Teeth	4 x 4 Blunt		
Teethdepth	4 mm		
Teethlength	3 mm		
Teethwidth	3 mm		