



Weitlaner Retractor - 2x3 Blunt/10.5cm/4.5cm Maximum Spread



Allgemein

Produktnummer	17012-11
Kategorie	Retractors
EAN	4251909505943



Finde 17012-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	60 g	Nettogewicht	55 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	10.5 cm		
Maximumspread	4 cm		
Shape	Straight		
Teeth	2 x 3 Blunt		
Teethlength	7 mm		
Teethwidth	3 mm		