



Weitlaner Retractor - 3x4 Blunt/13cm/6.5cm Maximum Spread



Allgemein

|               |               |
|---------------|---------------|
| Produktnummer | 17012-13      |
| Kategorie     | Retractors    |
| EAN           | 4251909505950 |



Finde 17012-13 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 85 g                            | Nettogewicht | 81 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Autoclavesafe       | Yes                             |              |      |
| Length              | 13 cm                           |              |      |
| Maximumspread       | 4 cm                            |              |      |
| Shape               | Straight                        |              |      |
| Teeth               | 3 x 4 Blunt                     |              |      |
| Teethlength         | 16 mm                           |              |      |
| Teethwidth          | 19 mm                           |              |      |