



Gelpi Mini Retractor - 1x1 Sharp/10cm/3cm Maximum Spread



Allgemein

Produktnummer	17017-10
Kategorie	Retractors
EAN	4251909505967



Finde 17017-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	45 g	Nettogewicht	41 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	10 cm		
Maximumspread	3 cm		
Shape	Angled down		
Teeth	1 x 1 Sharp		
Teethdepth	3 mm		
Teethlength	8 mm		